

NSK
Create it



get it!

Ofertas Especiales de NSK

DEL 1 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025



Cirugía



Higiene Bucal



Instrumental Rotatorio



Autoclave

y mucho más...



NSK



Estimado Cliente:

Me complace presentarte las últimas ofertas de NSK Dental Spain para la temporada de primavera. Entre nuestra amplia gama de productos en promoción, que incluyen turbinas, contra-ángulos, dispositivos quirúrgicos y de higiene bucal, queremos destacar especialmente nuestras exclusivas ofertas de Plan Renove.

Así como la primavera trae consigo renovación y nuevos comienzos en la naturaleza, su llegada es el momento perfecto para actualizar tu equipo, adoptar las últimas innovaciones y contribuir positivamente al medioambiente.

Sin embargo, mientras damos la bienvenida a lo nuevo, también valoramos la importancia de cuidar y mantener lo que ya nos sirve bien. Por eso, en NSK Dental Spain, nuestro compromiso va más allá de las promociones y los nuevos productos. Sabemos lo crucial que es contar con un servicio postventa más rápido, eficiente y centrado en el cliente, por lo que seguimos mejorando constantemente nuestro proceso de gestión de reparaciones.

A finales del año pasado, lanzamos una página dedicada en nuestro sitio web, donde encontrarás toda la información necesaria para elegir con confianza nuestro servicio postventa oficial. En el catálogo, al final, encontrarás un resumen detallado de esta iniciativa, junto con un código QR que te llevará directamente a la página web.

Te invitamos a explorar el catálogo y te deseamos una maravillosa y renovadora temporada de primavera. Nuestro equipo de ventas está a tu disposición para brindarte más información sobre las ofertas y productos de NSK.

NSK Dental Spain está a tu lado.

A handwritten signature in white ink, appearing to be 'F. Valenzuela', written over a dark blue background.

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain

A second handwritten signature in white ink, appearing to be 'F. Valenzuela', written over a dark blue background.



Potencia sin precedentes

Nuevas Turbinas Neumáticas Ti-Max Z


Potencia 44W

Más potencia significa mejor rendimiento y ahorro de tiempo, otorgando una mayor satisfacción tanto al odontólogo como al paciente. Este es el equilibrio que NSK ha encontrado en su nueva serie de turbinas neumáticas Ti-Max Z: un poder sin precedentes, para una experiencia que combina seguridad, comodidad y usabilidad.



1 Mejor rendimiento, menos tiempo

Gracias a sus 44W de potencia, la turbina Z990L funciona de manera efectiva con materiales tan duros como la zirconia. Los procedimientos se acortan, reduciendo el estrés y la fatiga del paciente y dentista.



2 Máxima seguridad

La función de parada rápida, "Quick Stop", permite que el rotor se detenga casi de inmediato. Esto previene la succión de fluidos dentro del cabezal, beneficiando la higiene y mantenimiento frente a la contaminación cruzada.



3 Máximo confort

El cabezal en ángulo de 100° permite un acceso más fácil a el área molar, mientras que el revestimiento DURAGRIP hace que la el ligero cuerpo de titanio sea todavía más resistente a arañazos, proporcionando un excelente agarre.

Turbinas

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO CON LUZ

- Cabezal en ángulo de 100° • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a arañazos • Rodamientos de Cerámica
- Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Spray Quattro • Sistema de Cabezal Limpio • Parada rápida
- Microfiltro • DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWVER CHUCK • Fácil cambio de cartucho

 2 años de garantía



POTENCIA 44W

- Velocidad: 280.000-360.000 min⁻¹
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexión NSK
Z990L
REF. PA2373

Conexión KaVo® MULTiflex®
Z990KL
REF. PA2375

819€*
1.793€*



- Potencia: 41W
- Velocidad: 320.000-400.000 min⁻¹
- Tamaño del Cabezal: ø10,6 x H 10,8 mm

Conexión NSK
Z890L
REF. PA2372

Conexión KaVo® MULTiflex®
Z890KL
REF. PA2374

819€*
1.793€*

TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD

- Torque: 20W • Velocidad: 380.000-450.000 min⁻¹ • Tamaño del Cabezal: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular • Rodamientos de Cerámica • Sistema de Cabezal Limpio • Para fresas estándar y mini • Portafresas Push Botton
- Spray Quattro • 3X-Power System • Parada rápida • Fácil cambio de cartucho

 2 años de garantía



Conexión NSK
Zmicro PTL
REF. PA2357

Conexión KaVo® MULTiflex®
Zmicro KL
REF. PA2358

729€*
1.653€*


Turbinas

S-Max M

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

POTENCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$
- Velocidad: 325.000~430.000 min^{-1}
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

 **2 años de garantía**



Conexión NSK
M900L
REF. P1254



Conexión KaVo® MULTiflex®
M900KL
REF. P1258

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

869€* 1.964€*


2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

M900KL + M900KL

869€* 2.200€*



Tarifa Plana NSK



**Ser original no tiene precio.
Seguir siendolo, sólo 199€***



TARIFA PLANA NSK

Tu turbina de la **Serie S-Max M** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 199€* (mano de obra incluida).



¡Aprovéchala ahora!


Turbinas

S-Max pico


TURBINA DE ACERO INOXIDABLE · CON LUZ

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal: $\varnothing 8,6 \times \text{Al } 9 \text{ mm}$
- Velocidad: 380.000~450.000 min^{-1}
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio



Escala 1:1



Cabezal: $\varnothing 8,6 \text{ mm}$
Altura del Cabezal: 9,0 mm

Conexión NSK
S-Max pico
REF. P1140

Conexión KaVo® MULTIflex®
S-Max pico KL
REF. P1142

729€*
1.240€*

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Tamaño del Cabezal: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211

339€*
676€*

Conexión KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212

339€*
726€*

Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamaño del Cabezal: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión directa
Pana-Max2 M4
REF. P1154

OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4

509€*
1.080€*

2 TURBINAS DEL MISMO MODELO



ACOPLAMIENTOS

- Válvula Anti-Retorno



Acoplamiento para instrumentos NSK
PTL-CL-LED
REF. P1001600

219€*
455€*



Acoplamiento para instrumentos KaVo®
KCL-LED
REF. P1005600

349€*
649€*

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO CON LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- Microfiltro

SPRAY SWITCH



Con Luz 1:5

Z95L

REF. C1034

999€*
1.885€*

3 años de garantía

EL MOMENTO DEL CAMBIO



Mira como los contra-ángulos NSK reducen considerablemente la generación de aerosoles.

Menos Aerosoles, Menor Riesgo



Chorro de agua



Bruma

Fácil Cambio On/Off de Spray



Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente. NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica.

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO CON LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Microfiltro

 **3 años de garantía**



Con Luz 1:1

Z25L

REF. C1038

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad Máx: 40.000 min⁻¹

859€*

1.206€*



Con Luz 1:4,2

Z45L

REF. C1064

- Spray Quattro
- Para fresas CA (ø1,6)*
- Velocidad Máx: 168.000 min⁻¹

999€*

1.684€*

Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Microfiltro

 **2 años de garantía**



Con Luz 1:5

X95L

REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidad máxima 200.000 min⁻¹

889€*

1.608€*



Sin Luz 1:5

X95

REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidad máxima 200.000 min⁻¹

689€*

1.229€*



Con Luz 1:1

X25L

REF. C601

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad Máx: 40.000 min⁻¹

689€*

1.186€*



Sin Luz 1:1

X25

REF. C611

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad Máx: 40.000 min⁻¹

449€*

846€*

Contra-Ángulos

S-Max M

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Portafresas Push Button • Rodamientos de Cerámica

 2 años de garantía



Con Luz 1:1

M25L
REF. C1024

- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)



Sin Luz 1:1

M25
REF. C1027

- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25 + M25

679€* 1.440€*



2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

M25L + M25L

879€* 1.912€*



Con Luz 1:5

M95L
REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)



Sin Luz 1:5

M95
REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95 + M95

879€* 1.918€*



2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

M95L + M95L

1.079€* 2.540€*

PIEZA DE MANO

 2 años de garantía



Sin Luz 1:1

M65
REF. H1008

419€*
694€*

Kits

Kit Premium



Kit Superior



Turbina de Titanio Con Luz
Z990L REF. PA2373



+ Acoplamiento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra-Ángulo de Titanio Con Luz (1:1)
X25L REF. C601001



1.369€*
3.434€*

Turbina de Acero Inoxidable Con Luz
M900L REF. P1254



+ Acoplamiento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra-Ángulo de Titanio Sin Luz (1:1)
X25 REF. C611001



949€*
2.283€*

Micromotores

M40 XS LED

MICROMOTOR ELÉCTRICO CON LUZ



Con Luz

M40 XS
REF. E1135051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

699€*
1.315€*

M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ



Sin Luz

M40N XS
REF. E1136051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

519€*
891€*

S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO SIN LUZ



Sin Luz

S-Max M205
REF. M1007

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

449€*
631€*

Mantenimiento

iCare

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad



Sistema Automático de Limpieza
iCare C2 REF. Y1002787

+ 2 adaptadores de turbina a elegir

1.839€*
3.735€*

iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



Sistema Automático de Limpieza
iCare+ C2 REF. S102

+ Solución de limpieza y aclarado n.clean REF. ACL600

+ Solución bactericida, fungicida y virucida n.cid REF. ACD600

+ Aceite de mantenimiento REF. Z016117

+ 2 adaptadores de turbina a elegir

5.999€*
9.875€*

Limpieza
n.clean
REF. ACL600
• 6x500 ml

162€*
214€*

Desinfección
n.cid
REF. ACD600
• 6x500 ml

162€*
228€*

Pana Spray Plus

LUBRICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para turbinas, contra-ángulos, piezas de mano y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano. Lubrique su instrumental antes de cada ciclo de autoclave



Limpieza
Pana Spray Plus
REF. Z182100
• 500 ml

23,39€*

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

MAYOR SEGURIDAD, MAYOR CAPACIDAD

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos. Cámara de 18 litros de capacidad con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros. Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica. Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero.


 2 años de garantía

iClave plus

REF. Y1003077

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

3.499€*
8.448€*



COMPRA YA
PAGA LUEGO  

SOLO **349,90€** /MES

* Paga durante 10 meses sin intereses



Ergonómico: el sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas.



Rápido y seguro: su cámara de cobre ofrece una alta conductividad térmica en todo el tanque y por lo tanto los ciclos son más rápidos con un menor consumo energético.



Silencioso: ciclos de esterilización rápidos y silenciosos para tu clínica.

Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

Purity

REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

1.149€*
1.907€*



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

Newseal Plus

TERMOSELLADORA

Newseal Plus

REF. Z1279001

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

579€*
959€*



Surgic Pro2

EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

Surgic Pro2 LED

REF. Y1004195

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2 LED**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- Contra-ángulo 20:1 **X-SG20L**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

POTENCIA HASTA 80 Ncm

Surgic Pro2

REF. Y1004196

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- Contra-ángulo 20:1 **SG20**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



Escanee el código QR para más información

OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



1 Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



2 Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



3 Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor.



4 Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



5 Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



6 Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



7 Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg 4, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



8 Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

BEST PROMO

Surgic Pro2 LED
+ X-SG20L** **3.999€***
~~8.619€*~~



Surgic Pro2
+ SG20** **2.999€***
~~6.417€*~~



**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

iSD900

REF. Y1001358

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹

1.299€*
~~2.145€*~~



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEointegración

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

Osseo 100
 REF. Y1004175

1.729€*
~~3.245€*~~

Osseo 100+
 REF. Y1004176

1.829€*
~~3.707€*~~



MulTiPeg™

REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar



37€*
~~69€*~~



* Existen diferentes modelos de MulTiPeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.



Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

MÁS POTENCIA HASTA 80 Ncm

Compacto y ligero, el micromotor para implantología garantiza una gran potencia al mismo tiempo (hasta 80 Ncm) y máxima precisión, gracias al avanzado sistema de calibración de torque.

POTENTE · SEGURO · PRECISO



Surgic Pro LED

REF. Y1003586

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor LED **SGL70M**
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

Surgic Pro

REF. Y1003587

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

Surgic Pro LED

OPCIÓN 1

Unidad de control
Surgic Pro LED REF. Y1003586



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)
X-SG20L REF. C1003



3.999€*

9.913€*

*1 contra-ángulo de serie
+ 2 contra-ángulos adicionales del mismo modelo

OPCIÓN 2

Unidad de control
Surgic Pro LED REF. Y1003586



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra-ángulo con luz (Multiplicador 1:3)
X-SG93L REF. C1004



+ Pieza de mano con luz (Velocidad Directa 1:1)
X-SG65L REF. H1009



3.999€*

9.628€*

*1 contra-ángulo de serie + 1 multiplicador
+ 1 pieza de mano adicional

Surgic Pro

OPCIÓN 1

Unidad de control
Surgic Pro REF. Y1003587



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)
SG20 REF. C1010



2.999€*

7.315€*

*1 contra-ángulo de serie
+ 2 contra-ángulos adicionales del mismo modelo

OPCIÓN 2

Unidad de control
Surgic Pro REF. Y1003587



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra-ángulo sin luz (Multiplicador 1:3)
X-SG93 REF. C1007



+ Pieza de mano sin luz (Velocidad Directa 1:1)
X-SG65 REF. H1038



2.999€*

7.146€*

*1 contra-ángulo de serie + 1 multiplicador
+ 1 pieza de mano adicional

Cirugía

Seguridad, tecnología y conectividad.

Toda la Cirugía a tu servicio, con NSK

NSK te acompaña durante todo el camino de cualquier tratamiento de cirugía e implantología a través de nuestra completa gama de productos quirúrgicos. En NSK incorporamos a todos nuestros productos tecnologías de alto rendimiento, potenciando las sinergias de trabajo entre los aparatos dando la posibilidad de conectarlos entre ellos permitiendo trabajar de una forma integrada, asegurando el confort y excelentes resultados para el profesional y el paciente.

1 CIRUGÍA ÓSEA **Nuevo VarioSurg 4**

Sistema ultrasónico de cirugía ósea



2 IMPLANTOLOGÍA **Surgic Pro2**

Motor de implantes



3 OSTEOINTEGRACIÓN **Osseo 100+**

Dispositivo de monitorización de osteointegración



4 IMPLANTOLOGÍA **iSD900**

Destornillador Protésico sin Cables



5 TRATAMIENTO PERIODONTAL **Varios Combi Pro**


Dispositivo para Tratamiento Periodontal



Cirugía

Nuevo VarioSurg 4

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA



VarioSurg 4
REF. Y1500706

5.969€*
9.775€*



CON DOBLE LUZ



Incluye:

- Unidad de control
- Pieza de mano LED con cable de 2m
- Pedal de control **FC-86**
- Cassette de esterilización
- Soporte para pieza de mano
- Tubo de irrigación (3 uds.) y otros accesorios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte de puntas)



Características

- Gran aumento de potencia
- 3 modos (CIRUGIA, ENDO, PERIO)
- Modo ráfaga seleccionable (3 frecuencias)
- Funciones principales
- 9 programas (CIRUGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo de limpieza automático
- Función de retroalimentación
- Función de sintonización automática
- Función de enlace dinámico

Aplicaciones

Cirugía oral

- Cirugía ósea
 - Raspado
 - Elevación de seno
 - Extracción
 - Membrana sinusal
 - Preparación de implantes
- #### Perio
- Raspado
 - Perio (alisado radicular)
 - Mantenimiento
 - Endo Retrogrado

Pack Puntas VarioSurg



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



OFERTA


2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la punta más barata.

[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DOS DISPOSITIVOS. UNA SOLUCIÓN. POTENCIAL ILIMITADO



El desarrollo del sistema de cirugía ósea por ultrasonidos VarioSurg continúa con la introducción de VarioSurg 4. Con tecnología ultrasónica pionera de alta potencia y una variada gama de puntas para diversos procedimientos, el VarioSurg 4 permite una extracción y conformación óseas rápidas y complejas.

Minimiza el daño a los tejidos blandos circundantes y reduce la invasividad en comparación con las sierras óseas convencionales. Con nuevas ventajas como la integración del mando de pedal inalámbrico, la compatibilidad con Surgic Pro2, y un diseño refinado y elegante, el VarioSurg 4 está preparado para superar las expectativas de los clínicos y crear un entorno sin estrés.

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**



SOLO **951,90€** /MES

OFERTA 1

* Paga durante 10 meses *sin intereses*

Sistema de Cirugía Ultrasónica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantología
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



+ Contra-ángulos con luz (Reducción 20:1)**
2x X-SG20L REF. C1003001



+ Carrito de soporte para ambos sistemas
iCart Duo REF. S9090



9.519€*
~~19.170€*~~

**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**



SOLO **881,90€** /MES

OFERTA 2

* Paga durante 10 meses *sin intereses*

Sistema de Cirugía Ultrasónica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantología
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



+ Contra-ángulos con luz (Reducción 20:1)**
2x X-SG20L REF. C1003001



+ Stand de soporte para ambos sistemas
Link Stand3 REF. ZA16230001



8.819€*
~~17.749€*~~

**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

Piezas de Mano



Sin Luz 1:1

SGS-ES
REF. H264

459€*
645€*

Con Luz 1:1

X-SG65L
REF. H1009

929€*
1.309€*



Sin Luz 1:1

X-SG65
REF. H1038

559€*
781€*



Con Luz

X450L
REF. P1078

- Sólo para fresas de 25 mm de largo
- Disponible en todas las conexiones

819€*
1.152€*



Sin Luz 1:2

SGS-E2S
REF. H266

949€*
1.324€*



Sin Luz 1:1

SGA-E
REF. H263

- Ángulo de 20°
- 799€***
1.124€*



Sin Luz 1:2

SGA-E2S
REF. H265

- Ángulo de 20°
- 1.029€***
1.438€*

Piezas de Mano

MICROSIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

Sin Luz 3:1

SGR2-E
REF. SH162

1.249€*
1.760€*



3° Sagital

Sin Luz 3:1

SGT2-E
REF. SH163

1.569€*
2.196€*



17° Oscilación

Sin Luz 3:1

SGO2-E
REF. SH164

1.689€*
2.369€*

Tubos de Irrigación

Tubos de Irrigación
REF. Y900113

- Juego de 5 tubos

46,29€*
93€*



SURGIC PRO

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg 4

SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



Sin Luz 20:1

SGX-E20R

REF. HA1200

- Velocidad máx.: 2,000 min-1
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y terigoideos en cirugía maxilofacial/cirugía oral

1.369€*
1.917€*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

Contra-Ángulos

REDUCCIÓN 20:1

DESMONTABLE



Con Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

1.139€*
1.601€*



Sin Luz 20:1

SG20

REF. C1010

789€*
1.100€*



Con Luz 20:1

X-DSG20L

REF. C1068

- Desmontable

1.229€*
1.721€*



Sin Luz 20:1

X-DSG20

REF. C1067

- Desmontable

999€*
1.399€*

Sin Luz 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147

- Indicador de profundidad

699€*
984€*

Contra-Ángulos

ALTA VELOCIDAD

Con Luz 1:3

X-SG93L

REF. C1004

- Spray triple

1.149€*
1.608€*



Sin Luz 1:3

X-SG93

REF. C1007

- Spray triple

899€*
1.250€*

Con Luz 1:3

Z-SG45L

REF. C1107

- Spray triple

1.119€*
1.566€*



Sin Luz 1:3

Z-SG45

REF. C1108

- Spray triple

959€*
1.340€*

Plan Renove NSK

¡Actualiza ahora, tan fácil como 1, 2, 3!

En NSK Dental Spain, estamos comprometidos con ofrecerte las mejores soluciones para que siempre disfrutes de productos modernos, eficientes y sostenibles. Por eso, hemos creado nuestro Plan Renove, un programa diseñado para facilitarte la renovación de tus equipos o dispositivos de forma económica y responsable.

Con el Plan Renove, puedes entregar tu producto antiguo y beneficiarte de un precio especial al adquirir uno nuevo. Este programa no solo te permite acceder a lo último en tecnología, diseño y funcionalidad, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que gestionamos de manera adecuada el reciclaje o reutilización de los productos que nos entregas.

Con nuestro **Plan Renove**, renovar nunca fue tan fácil, accesible y beneficioso para ti y para el planeta. ¡Descubre lo fácil que es dar el salto a lo nuevo con nosotros!

¿Cómo disfrutar de la oferta?

1

Contacta con tu distribuidor de confianza para solicitar la oferta

2

Envía tu viejo instrumento a NSK Dental Spain junto con un formulario de información

3

Disfruta de nuestro descuento exclusivo

Precisión ilimitada

Velocidad y control de torque extremadamente precisos para garantizar la máxima seguridad durante cada intervención.



Plan Renove NSK

PLAN RENOVE Surgic Pro:

Surgic Pro SIN LUZ

REF. Y1003587

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

INCLUYE CONTRA-ÁNGULO SG20



2.119€*

5.115€*

PLAN RENOVE X-SG20L/SG20:



Con Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

- Cuerpo de titanio con DURAGRIP
- Óptica de vidrio celular
- Portafresas Push Botton
- Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min⁻¹

759€*

1.601€*



Sin Luz 20:1

SG20

REF. C1010

- Cuerpo de acero inoxidable
- Portafresas Push Botton
- Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min⁻¹

559€*

1.100€*

PLAN RENOVE Piezas de Mano Serie Varios

Serie Varios 170, 370, 570, 970 y Varios Combi Pro

La serie Varios incorpora los últimos avances en tecnología piezoeléctrica. El motor iPiezo de NSK garantiza una salida estable al ajustarse automáticamente a la frecuencia óptima según la carga de la punta.

Las piezas de mano de la serie Varios mejoran significativamente el acceso a la cavidad oral, permitiendo al operador trabajar con mayor eficiencia.

VA-LUX-HP

REF. E250050

559€*

1.004€*



VA-HP

REF. E177050

329€*

585€*



Higiene Bucal

Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

2 SISTEMAS EN 1

El equipo se compone de:

- Unidad de control
- **Prophy-System** Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo **FLASHpearl** (5 sobres de 15 g)
- Ultrasonidos Incluye pieza de ultrasonidos **Varios2 LUX** con luz LED
- Tres puntas: **G4, G8 y G16**
- **Pedal de control multifuncional** para regular la presión de agua y polvo



iPiezo engine®

Motor Ultrasónico de Última Generación Exclusivo de **NSK**



Escanee el código QR para más información

COMPRA YA
PAGA LUEGO



SOLO **599,90€** /MES

* Paga durante 10 meses **sin intereses**

Dispositivo para Tratamiento Periodontal
Varios Combi Pro REF. Y1002843



+ Tratamiento Periodontal Subgingival
Kit Perio REF. Y1003042



+ **Varios2 LUX** REF. E351050



+ Kit de Puntas
Perio-Control REF: Y1002606



Carrito de soporte
iCart Prophy REF. S9095



5.999€*
11.270€*

Higiene Bucal

Kit Perio

TRATAMIENTO PERIODONTAL SUBGINGIVAL

REF. Y1003042

El equipo se compone de:

- Pieza de mano para mantenimiento eriodontal y de implantes
- Depósito de polvo y manguera
- Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
- Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)
- Incluido en la oferta del Varios Combi Pro



2ª Pieza de Mano



Varios2 Lux

ESCARIFICADOR MULTIFUNCIONAL ULTRASONICO

REF. E351050

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa
- Incluido en la oferta del Varios Combi Pro



PULIDO POR AIRE

Puntas Perio Control


KIT DE INICIO PERIO-CONTROL

REF. Y1002606


Incluye:

- Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- 4 Puntas-V: V-P26L, V-P26R, V-P11L, V-P11R, V-P12

* Incluido en la oferta del Varios Combi Pro



ULTRASONIDOS



Higiene Bucal

iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

iProphy

REF. Y1500015

769€*

1.651€*



Contra-Ángulos

REDUCCIÓN 4:1



Sin Luz 4:1

FX57m

REF. C1054

- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

289€*

394€*



Sin Luz 4:1

X55

REF. C618

- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

599€*

846€*

Escarificadores

- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

Con Luz

S970L

REF. T1005

- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

809€*

1.523€*



Sin Luz

S970

REF. T1020

- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

669€*

1.249€*



Con Luz

S970KL

REF. T1013

- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

889€*

1.664€*

Sin Luz

AS2000 M4

REF. T698

- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz

299€*

641€*



Higiene Bucal

Varios 970

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - **G** · General
 - **E** · Endo
 - **P** · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz



iPiezo engine®

Con Luz

VA970 LED
REF. Y1004161

1.729€*
3.248€*

Sin Luz

VA970
REF. Y1004160

1.489€*
2.803€*

Varios 370

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - **G** · General
 - **E** · Endo
 - **P** · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16

Sin Luz

VA370
REF. Y1001340

769€*
1.441€*

CUERPO PORTÁTIL
ULTRA COMPACTO



iPiezo engine®

Puntas Varios



Puede descargar en PDF
el Catálogo de Puntas:

OFERTA 1 + 1

Por la compra de cualquier
punta **Varios** recibirá otra
del mismo modelo



Higiene Bucal

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

- Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina. (No incluye conexión directa a manguera M4 y B2)
- Acoplamiento sencillo e instantáneo
- Diseño ligero y flexible



Sistema de blanqueamiento dental
Prophy-Mate neo

+ 2ª Pieza de Mano
Pieza de Mano Larga REF. T797010



+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g)
FLASH pearl REF. Y900698



999€*
2.001€*




ROTAÇÃO FÁCIL
E FLUÍDA DE 360°

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles
con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de
NSK se logra una mayor potencia de pulido

Nuevo SOFT pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO
SUPRAGINGIVAL



El nuevo polvo para limpiezas, SOFT pearl está recomendado para todo tipo de manchas y decoloraciones; con especial eficacia en manchas de leves a moderadas.

SOFT pearl
REF. Y1500721

- Solubilidad en agua idónea y retardada
- Tamaño partículas: 65 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 4 frascos de 250 g

106€*
165€*

FLASH pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO
SUPRAGINGIVAL



Polvo de limpieza con perlas de calcio, FLASH pearl, para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente

FLASH pearl
REF. Y900698

- Tamaño partículas: 54 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Carbonato de calcio
- Libre de flúor
- 4 frascos de 300 g

83€*
130€*

Higiene Bucal

Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM SUPRA Y SUBGINGIVAL

- Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina. (No incluye conexión directa a manguera M4 y B2)
- Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
- La pieza de mano gira 360°



GIRO FÁCIL Y FLUIDO DE 360°

Eliminador de película biológica
Perio-Mate



+ 2ª Pieza de Mano
Pieza de Mano Perio-Mate REF. T1043010



+ Perio-Mate Powder (2 frascos de 160 g)
Perio-Mate Powder REF. Y900938




999€*
2.225€*


TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo

Perio-Mate Powder

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUB Y SUPRAGINGIVAL



Polvo de limpieza Perio-Mate Powder. Para uso sub y supragingival para un resultado del trabajo bueno y favorable

Perio-Mate Powder
REF. Y900938

- Tamaño partículas: 25 micras
- Aplicación: Supragingival y Infra gengival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 2 frascos de 160 g

66€*
93€*

Endodoncia

Kit Endodoncia

Localizador de Ápice
iPex II REF. Y1002208

+ Micromotor
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230

+ Conector
MPAS-F20R REF. Y110046

1.859€*
3.887€*




Con Luz 10:1

X35L
REF. C620

- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

969€*
1.353€*



Sin Luz 10:1

X35
REF. C624

- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

649€*
915€*



Sin Luz 20:1

MPAS-F20R
REF. Y110046

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Para mango corto

409€*
572€*



Sin Luz 128:1

EX-ENDO 128
REF. C592

- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

549€*
761€*



Sin Luz 128:1

Ti-ENDO
REF. C589

- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

839€*
1.180€*



Endodoncia

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

ENDO-MATE DT2

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y comfortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

969€*

~~2.010€*~~



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

iPexII

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

659€*

~~1.305€*~~



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

Endo-Mate TC2

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

1.019€*

~~1.855€*~~



ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

SUAVIDAD Y POTENCIA SIN PRECEDENTES

El líder en el mundo de micromotores de laboratorio se ha superado una vez más. La gama Ultimate ha evolucionado para conseguir aún mayor suavidad de movimiento y mayor potencia. Gracias a un sistema de control vectorial de 180° garantiza un trabajo más eficiente y sin tensión. La forma de la pieza de mano ha sido diseñada con gran cuidado y teniendo siempre en cuenta los criterios de ergonomía y funcionalidad. El resultado es una pieza de mano que reduce considerablemente el cansancio y que facilita el trabajo hasta con las piezas más delicadas y para largas jornadas de trabajo. La nueva generación Ultimate XL pone un nuevo rendimiento a su alcance.

ULTIMATE XL TORQUE

REF. Y141471

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.509€*
2.526€*

ULTIMATE XL COMPACT

REF. Y141472

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.309€*
2.526€*



VOLVERE i7

MICROMOTOR ESTÁNDAR

VOLVERE i7 representa un nuevo hito de NSK en su constante esfuerzo por poner a disposición de los protésicos dentales sus micromotores de laboratorio de renombre mundial. VOLVERE i7, de diseño elegante y compacto, incluye todas las características esenciales para un laboratorio dental con una excelente relación calidad-precio.

VOLVERE i7

REF. Y1002890

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

899€*
1.822€*



PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA SIN LUBRIFICACIÓN

Sin Luz

PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

659€*

~~1.229€*~~



PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

Sin Luz

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.309€*

~~2.456€*~~



PRESTO AQUA LUX LED

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

Con Luz

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.709€*

~~3.212€*~~



Equipo Dental Móvil

Dentalone

GABINETE DENTAL PORTÁTIL

Con Luz

Dentalone

REF. S9070

El equipo se compone de:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

11.199€*

~~17.496€*~~



VIVA ace

GABINETE DENTAL LIGERO

Con Luz

VIVA ace

REF. Y1003773

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg

Contenido:

- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de escarificador VIVA ace

8.799€*

~~16.045€*~~



VIVA MATE G5

LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ

Con Luz

VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹

1.639€*

~~2.298€*~~



Servicio Técnico Oficial NSK Dental Spain

¿Cuáles son las ventajas del Servicio Técnico Oficial de NSK Dental Spain?

Las Turbinas y los Contra-Ángulos NSK van más allá de ser meros instrumentos de trabajo eficientes y fiables; representan una síntesis avanzada de tecnología e innovación. Cada profesional los percibe y utiliza como una extensión natural de sus propias manos y habilidades. Por esta razón, tratamos cada operación de mantenimiento con el máximo cuidado. Pero, ¿qué implica concretamente optar por el Servicio Técnico Oficial de NSK Dental Spain?



VELOCIDAD

En las horas siguientes a la confirmación del presupuesto el instrumento se repara en 24/48 horas



PROFESIONALIDAD

Confíe sus herramientas a un equipo experimentado y cualificado que conoce a fondo todos los productos NSK y sabe cómo garantizar que funcionen como nuevos.



FIABILIDAD

Puede estar seguro de que solo se utilizan recambios originales. Los instrumentos NSK poseen una mecánica impecable gracias a un exhaustivo trabajo de I+D. ¡Desconfíe de las imitaciones y de los productos de baja calidad!



SEGURIDAD

Original significa seguro en todos los aspectos: el uso de piezas no originales implica la pérdida de la certificación de dispositivo médico y la anulación de la garantía. Optar por el servicio postventa de NSK es un gesto de cuidado hacia los pacientes y una ventaja para los dentistas que lo eligen.




Escanee el código QR para más información

Tel: +34 91 626 61 28 E-mail: sat@nsk-spain.es

RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

Miguel Ángel Toribio

Responsable de Implantología

✉ toribio@nsk-spain.es
☎ +34 661 36 58 91

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

✉ suarez@nsk-spain.es
☎ +34 636 79 64 64

Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia y León

✉ portela@nsk-spain.es
☎ +34 645 42 69 12

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria y Asturias

✉ miguelgonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 92 21

Xavier Sentís

Cataluña, Huesca y Zaragoza

✉ sentis@nsk-spain.es
☎ +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia,
Islas Baleares, Albacete y Teruel

✉ llorente@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 03

Ana González

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid

✉ anagonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 603 64 78 06

Leonardo Pascual

Málaga, Granada, Jaén, Almería,
Ciudad Real, Ceuta, Melilla e Islas
Canarias

✉ pascual@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva y
Extremadura

✉ gibbah@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 93 50


João Paulo Costa

Portugal

✉ costa@nsk-spain.es
☎ +351 915 66 32 32

MANTENTE INFORMADO, MANTENTE CONECTADO.

ENCUENTRANOS EN:



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

Los precios no incluyen IVA. Ofertas limitadas hasta el 31 de agosto de 2025 o hasta fin de existencias.